

# Hoof Fit Flex

Solution pour le soin des onglons en pédiluve automatique

## Composition

- Chélates de cuivre
- Chélates de zinc
- Extraits d'Aloe vera

## Propriétés

- Produit régénérant (Aloe vera)
- Forte adhésion sur les pieds
- Couleur verte persistante sur les pieds indiquant le passage des animaux dans le pédiluve
- Formulation spécifique pour les pédiluves automatiques
- Viscosité adaptée à tous les types de pompe doseuse (pneumatique, électrique par aspiration/refoulement ou péristaltique)
- Produit respectueux de l'utilisateur, des animaux et des digesteurs.
- Utilisable en Agriculture Biologique conformément aux règlements (UE) 2018/248 et 2021/1165.

## Conseils d'utilisation

- Préparer une solution à 5 % de HOOF FIT FLEX additionné à de l'eau
- Protocole d'utilisation: 1 fois par semaine



### Référence

Bidon 20 l	570236
Fût 200 l	570237
IBC 1000 l	570239